



Nom du client : _____

Tél. : _____ Cell. : _____

Localisation de l'érablière : _____ Représentant : _____

Date : _____ Date de collecte en magasin désirée : _____

Entaillage

Alcool dénaturé AD2J (4 litres) Qté : _____

Bouteille 1 L + vaporisateur Qté : _____ Vaporisateur seul Qté : _____ Bouteille 1 L seule Qté : _____

Mèches d'entaillage

1/4 Qté : _____ 5/16 Qté : _____ CDL longue durée Qté : _____

17/64 Qté : _____ 7/16 Qté : _____ CDL standard Qté : _____

19/64 Qté : _____ Precision Tapper Qté : _____ Bolduc Qté : _____

Canette de peinture

Verte Qté : _____ Rouge Qté : _____ Orange Qté : _____ Jaune Qté : _____ Bleue Qté : _____

» **IMPORTANT!** Pensez à vous outils : marteaux, pinces d'installation, perceuse, etc. _____

Entretien pour pompes à vide (vacuum)

Inscrivez le modèle, la marque et le nb de HP de vos pompes : _____

Huile pour pompe vacuum Grade 60 (gouttes à gouttes) 10 L Qté : _____

Grade 32 (récupération / flood) 18.9 L Qté : _____

Filtres Grade 22 (AirTech ou CDL) 3.78 L Qté : _____ 20 L Qté : _____

Huile Qté : _____ Silencieux (AirTech ou CDL) Qté : _____ Récupérateur d'huile Qté : _____

Concentration

Cartouches pré-filtre 5 microns 10" 20" Qté : _____

Protège-filtre Tissu ou Synthétique 10" 20" Qté : _____

Savon à membranes Régulier ou **BIO** 1Kg 20Kg 4L(**BIO** liquide seulement) Barils

Oxysan 4L Acide citrique format 1kg Qté : _____

Solution d'entreposage pour membranes (métabisulfite de sodium 1kg) Qté : _____

Papiers test pH 10 à 13 (50/pqt) pH 10 à 13 Qté : _____ pH 0 à 2.5 Qté : _____

Densimètre à eau 0-6 Brix Qté : _____ 0-15 Brix Qté : _____ 10-25 Brix Qté : _____

Réfractomètre à eau Qté : _____ code : _____

Graisse alimentaire pour O'Ring 6g Qté : _____ 150g Qté : _____

Évaporation

Antimousse Poudre 200g 2,5kg Liquide 8oz 32oz 4 L 3 L(**BIO** tournesol)

Sani-Clean 4 L 20 L Qté : _____ Acericlean 4 L 20 L Qté : _____

Acide acétique 99% glacial (vinaigre) 20 L Qté : _____

Densimètres à sirop 45 à 75 Brix Qté : _____ 55 à 70 Brix Qté : _____

Hydrotherme à sirop Qté : _____

Réfractomètre 45 à 82 Brix Qté : _____ code : _____ Digital Qté : _____ code : _____

Solution de calibration à réfractomètre Qté : _____

Filtration

Papier presse 7''(pqt/400) 10''(pqt/400) 15''(unité) 20'' (unité) Qté : _____

Feutre presse 7'' (pqt/12) 10''(pqt/12) 15''(pqt/7) 20'' Qté : _____

Poudre à filtrer Celite 10LB Celite 50LB Decalite 50LB Qté : _____

Préfiltre pour couloir (préfiltre siroptier) (paquet de 12) Qté : _____

Couloir à sirop poly. #8 5 microns poly. #8 1 micron Conique #5 Qté : _____

Filtres pour presse vacuum CDL 9'' 12'' 15'' 18'' Qté : _____

Préfiltres pour presse vacuum CDL 9'' 12'' 15'' 18'' Qté : _____

Transformation

Cannes Standard 540mL (caisse de 200) Bio 540mL (caisse de 200) Qté : _____

Sac à baril CDL Qté : _____

» IMPORTANT! Pensez à vos contenants de beurre et de tire, bouteilles, bouchons, sacs à suçons, moules, boîtes, bâtons à tire, etc.

Découvrez notre gamme complète dans notre dernier catalogue ou en ligne au www.cdlinc.ca

Fin de saison

Alcool Isopropylique Grade USP 70% 18.9L Qté : _____ 205L Qté : _____

Glycol (50-50) 20 L Qté : _____

Nettoyant Inox en vaporisateur Qté : _____

Arrache chalumeaux en aluminium

Longueur de 15'' Qté : _____ 22.5'' Qté : _____ 30'' Qté : _____

40'' Qté : _____ 48'' Qté : _____ 60'' Qté : _____

Rotatif

Avec support de canette de peinture 30'' Qté : _____ Avec support de canette de peinture 40'' Qté : _____

Ensemble de lavage dorsal complet Qté : _____ Ensemble de lavage dorsal (seul) Qté : _____

Autres

Nom du produit _____ Code _____ Qté : _____

Nom du produit _____ Code _____ Qté : _____

Nom du produit _____ Code _____ Qté : _____

Nom du produit _____ Code _____ Qté : _____

Remarques
